



دستگاه محرک عصب
و عضله جابر

Jaber Nerve &
Muscle Stimulator

آماده
ارائه
به
مراکز
درمانی







- به الیاف عصبی و عضلانی وارد نمی‌شود. این مقدار در خروجی‌های عصب و عضله به شرح زیر است:
- محرك عصب:** شدت جریان ۲ تا ۰/۰۱ میلی آمپر، فرکанс ۵۰ هرتز، زمان چرخه کار (Duty Cycle) : یک درصد، درجات قابل تنظیم ۱/۰ میلی آمپر.
- محرك عضله:** شدت جریان ۲ تا ۱۰۰ میلی آمپر، فرکанс ۵۰ هرتز، زمان چرخه کار (Duty Cycle) : یک درصد ، درجات قابل تنظیم ۱ میلی آمپر.
- دستگاه دارای دو خروجی مجزا جهت اتصال پروب محرك عصب و عضله است. همچنین دستگاه مذکور با بهره کری از تکنولوژی دیجیتال و با استفاده از نمایشگر لمسی ساخته شده و امکان استفاده از سیگنال پالسی عصب و عضله با دقت بالا فراهم است.
- هنگام تماس پروب با عصب عضله ، Led دستگاه روشن و صدای بوق به صورت معمد شنیده می‌شود.
- دستگاه اصلی به همراه کیف، دو عدد پروب و بروشور راهنمای عرضه می‌شود.
- مدت کاران্টی دستگاه یک سال می‌باشد.

(اعضای هیأت علمی دانشگاه خواجہ‌نصیرالدین طوسی)، و مهندس سید علی‌سیدی کارشناس ارشد الکترومکانیک ساخته و در تاریخ ۱۳۷۴/۱۱/۲۱ به شماره ۲۵۲۲۱ به عنوان اختصار دراداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی ثبت شد.



دستگاه وسیله‌است که با ایجاد جریان الکتریکی پالسی شکل سبب تحریک اعصاب محیطی یا عضله مخطط شده و تشخیص دقیق موقعیت تشریحی و نحوه فعالیت عصب و عضلات را امکان پذیر نموده و بدین ترتیب جراح می‌تواند با دقت فراوان مراحل جراحی را انجام دهد. دستگاه براساس ایجاد جریان پالسی شکل (Pulse Current) عمل می‌نماید. جریان پالسی نوعی جریان الکتریکی است که در آن دامنه جریان به طور ناکهانی از صفر به حد معینی رسیده و پس از مدت کوتاهی مجدداً به صفر برگزیده می‌گردد. تعداد این عمل در ثانیه فرکانس پالس‌ها را مشخص می‌کند. همواره زمان قعال پالس نسبت به زمان عدم وجود آن بسیار اندک است و این نسبت را چرخه کار

دستگاه محرك عصب و عضله جابر

امروزه دستگاه محرك عصب و عضله یک فناوری پیشرفته جهت آزمایش، شناسایی، ترمیم، بازسازی عضلات و اعصاب محیطی می‌باشد. یکی از مقدماتی‌ترین کاربردهای دستگاه محرك عضله در بازسازی ناحیه پریون است که در سال ۱۹۸۰ توسط پروفیسور البرتو پینا ابداع شد و در حال حاضر در تمام مراکز پزشکی پذیرفته شده است.

این دستگاه محرك عصب و عضله بوده و سومین نسل از دستگاه اولیه است، که باعلام اختصار NMS-۲ در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. دستگاه اولیه که تنها محرك عضله بود، در سال ۱۳۷۲ پس از دو سال پژوهش و آزمایش توسط گروهی متشکل از دکتر مصطفی جابر انصاری، متخصص جراحی عمومی و اطفال، مهندس عباس ابراهیمی، مهندس سید علی تقی



دستگاه محرک عصب و عضله جابر

Jaber Nerve &
Muscle Stimulator



دکتر مصطفی جابر انصاری
(مخترع دستگاه)
ansari_17@yahoo.com

نماینده انحصاری و خدمات پس از فروش :

شرکت ((مهندسی پزشکی ایمن ایجاز))

نشانی: خیابان ولیعصر، تقاطع فاطمی،

ساختمان اداری کامران، طبقه پنجم

تلفن : ۰۶۱-۸۸۹۱۷۴۶۰

فکس : ۰۶۱-۸۸۹۱۸۲۵۶